



DESIFOR- QUICK PLUS

SCHNELL-DESINFektionsMITTEL

EINSATZBEREICH

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel zur rückstandsfreien und schnellen Desinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen und in der Lebensmittelindustrie. Zur reinigenden Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders gut geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen und Küchenbereiche in medizinischen Einrichtungen.

ANWENDUNG

Zu desinfizierende, gereinigte Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen.

Einsatzbereich	Einwirkzeit	Anmerkung
VAH-Liste, ohne Mechanik, hohe Belastung Bakterizidie und Levurozidie	konz. 5 Min.	lt. Gutachten wirksam nach 1 Min.
DVG-Liste für den Lebensmittelbereich Teil A (10 °C und 20 °C) und Teil C Bakterizidie und Levurozidie	konz. 5 Min.	Belasteter und wenig belasteter Bereich
Begrenzt viruzid – alle behüllten Viren z. B. HBV/HIV, HCV, Influenza	konz. 30 Sek.	gem. RKI-Empfehlung 1/2004
Noroviren (MNV)	konz. 1 Min.	gem. EN 14476

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VAH- und DVG-gelistet
- Frei von Duft- und Farbstoffen (gem. LFGB)
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Aldehydfreie Schnelldesinfektion
- Bakterizid (inkl. MRSA, EHEC), levurozid
- Wirksam gegen Noroviren
- Begrenzt viruzid - alle behüllten Viren z. B. HBV/HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

HINWEIS

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z. B. Acrylglas).
 Ausbringung max. 50 ml/m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/m² Raumgrundfläche betragen.

WIRKSTOFFE

100 g Lösung enthalten 45,0 g Ethanol.

pH conc **0 2 4 6 10 12 14**

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Karton mit 2 Flaschen à 1 Liter,
 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 20519

Kennzeichnung nach GefStoffV: Entzündlich
 Produktcode GD 0
 baua-Reg.-Nr. N-22859, N-22860

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch
 stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten
 Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
 daraus nicht abgeleitet werden. 12/11